


Posicionamento seguro com via aérea avançada

QUANDO EXECUTAR

Tenha como objetivo o reposicionamento do paciente a cada 4 horas (mais frequente caso tenha recursos disponíveis)
Profissionais que realizarão o procedimento precisam saber o tipo de via aérea utilizada, a profundidade da inserção do tubo orotraqueal (TOT) nos lábios, e checar se a via aérea está segura (Anchorfast, fixadores de TOT e fixadores de traqueostomia)

COMO EXECUTAR



Após reposicionamento

- Cheque se o paciente não está deitado sobre acessos venosos /equipamento de monitorização / dispositivos
- Cheque se o paciente não está deitado sobre os braços/mãos e se a cabeça está bem posicionada
- Cheque o circuito do respirador para garantir que esteja bem posicionado e sem tracionar o tubo
- Eleve a cabeceira da cama a 30° e cheque a altura dos transdutores da linha venosa/arterial

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA/QUANDO CHAMAR AJUDA

- 1.Dúvida quanto ao posicionamento do TOT: CHAME AJUDA
- 2.Mudança importante no padrão do paciente: CHAME AJUDA
- 3.Deslocamento do TOT/traqueostomia: CHAME AJUDA e USE AMBU/MÁSCARA PARA VENTILAR